

Dog Care

PAD IGIENE OCCHI E ORECCHIE ALL'ARGENTO COLLOIDALE



- morbida microfibra ben tollerata da Cani e Gatti
- per la pulizia frequente di occhi e orecchie
- estremamente assorbente
- riduce notevolmente gli odori
- favorisce l'allontanamento di germi e batteri
- lavabile fino a 60°C in lavatrice
- eco sostenibile
- dimensioni: diametro 9 cm

INGREDIENTI

PAD all'Argento Colloidale in Microfibra
Trevira Bioactive® certificato Oeko-
Tex®

N° Art.	Denominazione / quantità	Prezzo in EUR
6004-IT	Pad igiene occhi orecchie arg. colloidale	10,50 €

Un'autentica rivoluzione nel concetto di igiene e pulizia.

E' un piccolo Pad bio-attivo con una nuova fibra d'argento high tech che inibisce gli odori e contrasta la diffusione batterica.

Grazie ad una tecnologia brevettata da Trevira Bioactive®, i filamenti utilizzati per il tessuto del PAD vengono bagnati in acqua d'argento colloidale e poi vengono "ancorati" nelle microfibre con una modernissima nanotecnologia.

Le fibre vengono avvolte da polimeri ceramici che fissano l'argento in maniera indissolubile: i risultati sono efficaci e di lunga durata e non risentono dei lavaggi.

Indispensabile per una efficace e gradevole pulizia degli occhi e delle orecchie di cani e gatti. Molto comodo nell'utilizzo, soddisfa le esigenze di pulizia del vostro amico a 4 zampe. Grazie agli ioni d'argento contenuti nella fibra, un utilizzo quotidiano, favorisce l'allontanamento dei batteri, l'attenuazione di odori sgradevoli, aiuta a prevenire le infiammazioni, contrasta la proliferazione di germi.

Certificato dai test del rinomato Istituto Internazionale di Ricerca Igiene e Biotecnologia Hohenstein (Germania), garantisce la massima igiene senza l'uso di disinfettanti o additivi chimici. Il suo utilizzo può favorire la cicatrizzazione e la guarigione di escoriazioni e piccole ferite.

Trovi altre informazioni nel nostro blog.

Nota: il colore del tessuto del PAD varia a seconda della produzione. Ciò non incide sul trattamento effettuato per fissare l'argento colloidale in maniera indissolubile.

CONSIGLI PARTICOLARI

MODO D'USO :

- Bagnare il Pad con acqua e strizzare bene
- Pulire con delicatezza gli occhi o le orecchie del vostro animale

AVVERTENZE:

Lavare a mano con sapone neutro e acqua tiepida e lasciare asciugare all'aria. Lavabile anche in lavatrice fino a 60°C (non usa ammorbidente, e preferibilmente usare detersivo neutro). L'efficacia non si riduce con i lavaggi.
Prodotto ecologicamente sicuro perché gli ioni d'argento non vengono dispersi col lavaggio e con l'uso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.